

ELEKTROTHERAPIJA

PhysioGo.Lite ELECTRO



ASTAR.

Swit 33 Street
43-382 Bielsko-Biala
Poljska

telefonski brojevi
+48 33 827 18 69
+48 33 827 18 56

export@astar.eu

www.astar.eu



Sadržajna podrška:
www.ephysiotecchnology.com

ASTAR.

PhysioGo.Lite ELECTRO



Blagotvorni učinci električne struje na tkiva koriste se dugi niz godina u liječenju bolesti i ozljeda mišićno-koštanog sustava i živčanog sustava, kao i potpora regeneraciji tkiva i oslabljenih mišića.

Astar s ponosom predstavlja najnoviji uređaj za elektroterapiju, PhysioGo.Lite ELECTRO koji kombinira najsuvremeniju tehnologiju s intuitivnom jednostavnošću u korištenju.

Otkrijte širok izbor terapijskih mogućnosti s PhysioGo.Lite ELECTRO.



5" ZASLON U
BOJI OSJETLJIV
NA DODIR



DVA NEZAVISNA
KANALA LIJEČENJA




BROJ GENERIRANIH
STRUJA



MOGUĆNOST RADA
NA BATERIJI
BATERIJU MOŽE UGRADITI
KORISNIK



LAGAN I JEDNOSTAVAN
ZA TRANSPORT



BAZA PODATAKA UNAPRIJED
POSTAVLJENIH PROGRAMA
LIJEČENJA



BROJ KORISNIH
PROGRAMA



UNAPRIJED POSTAVLJENA BAZA
PODATAKA TERAPIJSKIH SEKVENCI



JEDNOSTAVAN ZA KORIŠTENJE

PhysioGo.Lite ELECTRO se upravlja pomoću 5-inčnog zaslona u boji osjetljivim na dodir. Uređaj vam omogućuje rad s gotovim postupcima liječenja i izradu vlastitog popisa korisnih programa.



DVA NEZAVISNA KANALA LIJEČENJA

Uređaj je opremljen s dva nezavisna terapijska kanala koji omogućuju istovremenu terapiju dva pacijenta. Zaštita u obliku galvanskog odvajanja osigurava nesmetan rad u oba naizmjenična rada i jamči sigurnu uporabu uređaja.



Ugrađena enciklopedija sadrži opise metodologije liječenja određenih bolesti.



Uređaj također omogućuje operateru da ručno odredi parametre terapije.

ŠIROKA PONUDA TERAPIJA

Pacijenti mogu biti sigurni da specijalist ima učinkovita rješenja u području liječenja unipolarnim i bipolarnim strujama, strujama niske ili srednje frekvencije i istosmjernom strujom.



SIGURNOST

Uređaj je prošao niz testova kako bi se osigurala sigurna uporaba u profesionalnom okruženju. PhysioGo.Lite ELECTRO ispunjava zahtjeve IEC 60601-1 i IEC 62353.

Osim toga, uređaj ima funkciju samotestiranja koja provjerava ispravan rad svih komponenti svaki put kada se uključi, prikazujući poruku ako se otkrije bilo kakva pogreška ili oštećenje.