

Sveobuhvatni vodič za
proizvode



IZVRSNOST U TERAPIJI BOLI

Vodeća tehnologija rehabilitacije

ŠTO JE ELEKTROMAGNETSKA STIMULACIJA


Serija proizvoda Salus Talent generira magnetsko polje od 3 Tesle koje je oko 600 puta jače od normalnog šipkastog magneta i prodire duboko u tijelo.

Ova snažna elektromagnetska snaga omogućila je fizioterapeutima vrlo učinkovito i osnovno liječenje akutnih i kroničnih bolova.




Snažno magnetsko polje (aplicirajući vrtložne struje duboko u unutrašnjost) prolazi kroz odjeću, tkiva i kosti, što stimulira područje liječenja duboko u tijelu.

Elektromagnetska snaga




Učinak elektromagnetske stimulacije



Usporedba kliničke slike


Pacijent s L4 / 5 HNP

Prije liječenja



Desna noga i taban desnog stopala pokazuju nisku temperaturu zbog boli i slabe cirkulacije krvi.

Poslije liječenja



Međutim, nakon nekog elektromagnetskog liječenja, tretirana područja pokazuju normalnu temperaturu.



Optimus Pro

Prva kombinacija
elektromagnetskog i RSWT rješenja
na svijetu



ZNAČAJKE & PREDNOSTI

- Jedinstvena i inovativna kombinacija elektromagnetskog stimulatora od 3 Tesla i RSWT
- Savršeno rješenje za liječenje akutne i kronične mišićno-koštane boli
- Jednostavno sučelje s LCD zaslonom osjetljivim na dodir od 8 inča
- Unaprijed postavljen način rada: 60 vrsta načina rada
- Jedinstveni pretvornik hlađenja cirkulacijom ulja za kontinuirano liječenje

RAZNI APLIKATORI



※ Aplikatori su samo za RSWT.

SPECIFIKACIJA

Magnetska snaga	3 Tesla
Magnetska frekvencija	1~100 Hz
Protokol magnetskog liječenja	Automatski: 20 Ručni: 20 Korisnički: 20
Vrijeme magnetskog liječenja	1~60 min
RSWT Snaga	1~6 Bara, korak od 0.1 Bara
RSWT Frekvencija	1~21 Hz
RSWT Način liječenja	M1~M20
RSWT Treatment Shot	100~5000, kontinuirano, 100 koraka
RSWT Aplikator	6, 10, 15, 20 & 35 mm (Opcija)
Sučelje	8"LCD zaslon osjetljiv na dodir, Jog Shuttle
Dimenzije	45 x 60 x 110 Cm
Snaga	68.5 Kg

GLAVNA KLINIČKA PRIMJENA



Rame



Leđa




Lakat

PODRUČJA PRIMJENE

- Ortopedija
- Rehabilitacija
- Genitourolog
- Sportska medicina





Cerviks

Rame

Lakat

Kralježnica

Kuk

Koljeno

Stopalo

Gležanj

Kliničke indikacije

• Optimus Pro

Bolno rame, kalcificirano rame, plantarni fasciitis smrznutog ramena, teniski i golf lakat, Ahilova tetiva, odgođeni oporavak od prijeloma kostiju, bol za degenerativni artritis koljena, leđa i vrata, opuštanje mišića, spinalna stenoza, kalcificirani tendinitis, bol u zdjelici, bol u zglobovima, akutni ili kronične boli



Pulsus Medical d.o.o.
T: + 385 1 6626 546
info@pulsusmedical.hr
www.pulsusmedical.hr



IZVRSNOST U TERAPIJI BOLI

Vodeća tehnologija rehabilitacije