

RIMEC

FISIOTEK LT



Fisiotek LT je uređaj za kontinuirano pasivno pokretanje (CPM) koji se koristi za pasivnu rehabilitaciju ramena pokretima elevacije i rotacije, s pacijentom u ležećem i sjedećem položaju. Fisiotek LT se koristi kad god je potrebno pasivno uspostaviti pokretljivost zgloba u kirurškim i nekirurškim patologijama. Struktura uređaja pruža veliku stabilnost i preciznost pokreta za učinkovit oporavak. Programiranje raspona kretanja vrši se elektromehanički. Grafička skala na središnjem disku čini programiranje lakim i intuitivnim. Moguće je podesiti visinu uređaja. Kretanje se može nadzirati daljinskim upravljačem sa Start & Stop. Kvalitetni mehanički dijelovi osiguravaju ispravnost pokreta tijekom vremena.

Tehničke specifikacije:

- Ulazni napon: 12 V DC 50/60 Hz – 4,8W
- Električna sigurnost: Klasa II B Standard EN 60601-1
- Elektromagnetska sukladnost: Grupa 1 Klasa B Standard EN 80801-1-2
- Klasifikacija prema EEC Direktivi 93/42: Klasa II a
- Težina: 36 Kg

Vanjsko napajanje:

- Ulazni napon: 100 ÷ 240 V AC - 60 ÷ 80Hz 600 mA
- Izlazni napon: 12 V DC – 2.08 A

Mogućnost izvođenja pokreta:

- Elevacija u rasponu fleksije: 0° ÷ 180°
- Elevacija u abdukciji: kompletan fiziološki raspon
- Unutarnji vanjski opseg rotacije: 90° ÷ 0° ÷ 90°

Programabilne funkcije:

- Brzina: 2°/sek. ÷ 4,6°/sek.
- Raspon kretanja



Elevacija u abdukciji



Rotacija

Dodatni dijelovi



Potporna ruke za pokret rotacije



Baterije/punjač



Rimec srl

Loc.Braine 57/a 40036 Rioveggio Bologna Italy

Tel +39 051 677798

Fax +39 051 6777357

e-mail: rimec@rimec.it - www.rimec.it



PULSUS
M E D I C A L

Jablanska 74, 10000 Zagreb

Tel + 1 6626 546

Fax + 1 6626 546

e-mail: info@pulsusmedical.hr

www.pulsusmedical.hr