



## **FISIOTEK LT-G**



Fisiotek LT-G je uređaj za pokretanje gornjih ekstremiteta koji se koristi za pasivnu rehabilitaciju lakta, pomoću pokreta fleksije-ekstenzije i pronosupinacije. Struktura uređaja pruža veliku stabilnost i preciznost pokreta kako bi se osigurao učinkovit oporavak. Programiranje raspona kretanja vrši se elektromehanički. Grafička skala na središnjem disku čini programiranje lakim i intuitivnim. Moguće je podesiti visinu jedinice; kretanje se može nadzirati daljinskim upravljačem sa Start & Stop. Kvalitetni mehanički dijelovi osiguravaju ispravnost pokreta tijekom vremena.

#### Mogućnost izvođenja pokreta (pacijent sjedi):

- Fleksija - ekstenzija:  $0^\circ \div 150^\circ$
- Pronacija - supinacija:  $90^\circ \div 0^\circ \div 90^\circ$

#### Programabilne funkcije

- Brzina: min.  $2^\circ/\text{sek.}$  – maks.  $4,5^\circ/\text{sek.}$
- Raspon kretanja: podešavanje elektromehaničkim graničnim prekidačem

#### Rehabilitacija nakon kirurških zahvata:

- Artrotomija, artroskopija
- Liječenje nakon mobilizacije
- Kirurško liječenje prijeloma
- Rekonstruktivna kirurgija
- Endoprotetski implantati
- Operacije na mekom tkivu

#### Tehničke specifikacije:

- Ulazni napon: 12 V DC 50/60 Hz – 4,8 W
- Električna sigurnost: Klasa II B Standard EN 60601-1
- Elektromagnetska sukladnost: Grupa 1 Klasa B Standard EN 80801-1-2
- Klasifikacija prema EEC Direktivi 93/42: Klasa II a

#### Vanjsko napajanje:

- Ulazni napon:  $100 \div 240$  V AC -  $50 \div 60$  Hz 400 mA
- Izlazni napon: 12 V DC – 1.25 A
- Težina: 47 Kg



Fleksija-ekstenzija



Grafička skala pokreta lakta



Pronacija-supinacija



Uključen komplet pribora

## Dodatni dijelovi



Baterije/punjač



## **Rimec srl**

**Loc.Braine 57/a 40036 Rioveggio Bologna Italy**

**Tel +39 051 677798**

**Fax +39 051 6777357**

**e-mail: [rimec@rimec.it](mailto:rimec@rimec.it) - [www.rimec.it](http://www.rimec.it)**



**PULSUS**  
M E D I C A L

**Jablanska 74, 10000 Zagreb**

**Tel + 1 6626 546**

**Fax + 1 6626 546**

**e-mail: [info@pulsusmedical.hr](mailto:info@pulsusmedical.hr)**

**[www.pulsusmedical.hr](http://www.pulsusmedical.hr)**