



## FISIOTEK LT-P



Fisiotek LT-P je uređaj za pokretanje gornjih ekstremiteta koji se koristi za pasivnu rehabilitaciju ručnog zgloba, pomoću pokreta fleksije – ekstenzije i ulnarne – radijalne devijacije. Struktura uređaja pruža veliku stabilnost i preciznost pokreta kako bi se osigurao učinkovit oporavak. Programiranje raspona kretanja vrši se elektromehanički. Grafička skala na središnjem disku čini programiranje lakis i intuitivnim. Moguće je podešiti visinu jedinice; kretanje se može nadzirati daljinskim upravljačem sa Start & Stop. Kvalitetni mehanički dijelovi osiguravaju ispravnost pokreta tijekom vremena.

#### Mogućnost izvođenja pokreta (pacijent sjedi)

- Fleksija – ekstenzija:  $80^\circ \div 0^\circ \div 80^\circ$
- Ulnarna – radijalna devijacija:  $20^\circ \div 0^\circ \div 30^\circ$

#### Programabilne funkcije

- Brzina: min.  $2^\circ/\text{sek.}$  – maks.  $4,5^\circ/\text{sek.}$
- Raspon kretanja: podešavanje elektromehaničkim graničnim prekidačem

#### Rehabilitacija nakon kirurških zahvata:

- Arrotomija, artroskopija
- Liječenje nakon mobilizacije
- Kirurško liječenje prijeloma
- Rekonstruktivna kirurgija
- Endoprotetski implantati
- Operacije na mekom tkivu

#### Tehničke specifikacije:

- Ulazni napon: 12 V DC 50/60 Hz – 4,8 W
- Električna sigurnost: Klasa II B Standard EN 60601-1
- Elektromagnetska sukladnost: Grupa 1 Klasa B Standard EN 80801-1-2
- Klasifikacija prema EEC Direktivi 93/42: Klasa II a

#### Vanjsko napajanje

- Ulazni napon:  $100 \div 240 \text{ V AC} - 50 \div 60 \text{ Hz}$  400 mA
- Izlazni napon: 12 V DC – 1.25 A
- Težina: 47 Kg



Fleksija-ekstenzija



Grafička skala pokreta  
ručnog zgloba



Ulnarna – radijalna devijacija



Uključen komplet pribora

#### Dodatni dijelovi



Baterije/punjač



**Rimec srl**

**Loc.Braine 57/a 40036 Rioveggio Bologna Italy**

**Tel +39 051 6777798**

**Fax +39 051 6777357**

**e-mail: rimec@rimec.it - www.rimec.it**



**Jablanska 74, 10000 Zagreb**

**Tel + 1 6626 546**

**Fax + 1 6626 546**

**e-mail: info@pulsusmedical.hr**

**www.pulsusmedical.hr**