

# Impactis M+

ure aj za terapiju udarnim valom



## ZNA AJKE

- 7-in ni zaslon osjetljiv na dodir
- ilustrirana enciklopedija s opisom metodologije lije enja
- programi lije enja odabrani prema imenu, medicinskom podru ju, anatomskom na inu ili pretragom
- NOVO - intervalni na in rada
- ru ni na in rada
- unaprijed definirana baza programa lije enja
- korisni ki definirani programi
- sažeti popis omiljenih programa
- mogu nost ure ivanja naziva korisni ki definiranih programa
- sortiranje programa po abecednom redu
- statistika - broj izvedenih terapija
- STAND BY na in rada



## TERAPIJA UDARNIM VALOM

- aplikator s integriranom oprugom amortizera koji apsorbira vibracije
- ergonomski oblikovan poklopac odašilja a koji poboljšava udobnost držanja
- ure aj u izvornoj verziji omogu uje 2 000 000 šokova
- komplet za regeneraciju aplikatora omogu uje dodatnih 2 000 000
- kontrola potrošnje balisti kog sustava
- namjenski odašilja za estetsku medicinu
- titanski odašilja i (10, 15, 20 mm)
- elin odašilja i (10, 15, 20 mm)

## NA IN RADA

- pojedina ni
- kontinuirani
- pulsni
- NOVO - intervalni

## PROGRAMI LIJE ENJA

- 44 unaprijed postavljena programa lije enja
- 50 korisni ki definiranih programa



#### TEHNI KI PARAMETRI

tlak kompresora	1 – 5 bara
frekvencija emisije impulsa (šokovi)	1 – 25 Hz
šokovi	1 – 10 000
gustoća snage	maks. 3 mJ/mm <sup>2</sup>
životni vijek projektila	> 2 milijuna ciklusa
napajanje	100-240 V, 50/60 Hz, 24VDC 6,25A
dimenzije uređaja	36,1 x30,4 x15,1 cm
težina kontrolne jedinice	7 kg
težina s aplikatorom i kontrolnom jedinicom	9 kg



#### STANDARDNI PRIBOR

- mrežni kabel (1 kom)
- napajanje (1 kom)
- aplikator za udarni val (1 kom)
- elinodašilja 10 mm (1 kom)
- elinodašilja 15 mm (1 kom)
- elinodašilja 20 mm (1 kom)
- titanski odašilja 15 mm (1 kom)
- rezervne brtve 8x3, 12x3, 13x3 (2 kom svaka)
- rezervna elastomerska opruga (2 kom)
- ultrazvučni gel 500 g (1 kom)
- rezervni osigurač (1 kom)
- držač aplikatora (1 kom)
- ključ za komoru projektila (1 kom)
- odvijač za uvršćavanje držača (1 kom)
- tkanina za zaslon (1 kom)
- olovka za zaslon (1 kom)
- korisnički vodič (1 kom)

#### DODATNI PRIBOR

- odašiljač za estetsku medicinu – 35 mm
- 10 mm – titanski odašiljač
- 20 mm – titanski odašiljač
- regeneracijski komplet (sustav projektila)
- zaštita za sluh
- torba za uređaj i pribor
- kolica