

SPORÉCUP XTR8

4-KANALNI STIMULATOR MIŠI A ZA SPORTASE

SPORÉCUP XTR8 je 4-kanalni stimulator miši a i živaca za sport, trening miši a i oporavak.

Sadrži 50 unaprijed postavljenih programa podijeljenih u sljedeće kategorije:

- SPORTSKI TRENING - program 1 - 9
- OPORAVAK - program 10 - 17
- REHABILITACIJA – program 18 - 20
- TONING DONJEG ABS-a – program 21 - 24
- TONING PRSA– program 25 + 26
- U VRŠ IVANJE GRUDI – program 27 + 28
- TONING BEDARA-RUKU– program 29 - 32
- LJEPOTA – program 33 - 35
- FITNESS – program 36 + 37
- OPUŠTAJU A MASAŽA – program 38 - 42
- VASKULARNA – program 43 - 44
- LIJE ENJE BOLI – programs 45 – 50

INTEGRIRANA PUNJIVA BATERIJA

SPORÉCUP XTR8 radi s integriranom punjivom baterijom što smanjuje dugotrajne troškove baterija za korisnika.

ISPORUKA SA SLJEDEĆOM OPREMOM


283400	STIMEX samoljepljive elektrode 50 x 50 mm
283600	STIMEX samoljepljive elektrode 50 x 90 mm
106351	Kabel tip 5.15
106352	Kabel tip 5.16
106353	Kabel tip 5.17
106354	Kabel tip 5.18
	Stanica za punjenje
	Mrežno napajanje
	Traka za vrat
	Transportni kofer
	Priručnik

POGLEDAJTE DODATNI PRIBOR NA STRANICAMA 2 - 5

VRSTA PROGRAMA

- | | | |
|--|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> BOL | <input checked="" type="checkbox"/> STIM. MIŠI A | <input checked="" type="checkbox"/> DINAMI AN |
| <input type="checkbox"/> HAN | <input type="checkbox"/> DENTALNI | <input type="checkbox"/> UROLOŠKI |
| <input checked="" type="checkbox"/> SPORT | <input checked="" type="checkbox"/> LJEPOTA | <input checked="" type="checkbox"/> WELLNESS |
| <input checked="" type="checkbox"/> REHABILITACIJA | <input checked="" type="checkbox"/> MASAŽA | <input type="checkbox"/> SPECIJALAN |

ZNAJKE



TEHNI KI PODACI

Šifra uređaja	101158
Izlazna struja	100mA (sa stvarnim otpornikom od 1k Ω)
Frekvencija	1 – 120 Hz
Trajanje impulsa	50 – 350 μ s
Napajanje	Punjiva Li-Ion baterija
Veličina	150x90x40 mm

Za sportaše



SPORÉCUP

STIMEX samoljepljive elektrode

Veli ina korištenih elektroda ovisi o veli ini podru ja zahva enog bolom. Male elektrode imaju ve u gusto u struje. To dovodi do poja ane stimulacije živaca na malo površini i u dubokim tkivima.

STIMEX SAMOLJEPLJIVE ELEKTRODE

281000	STIMEX 32 mm okrugle	4 kom
281055	STIMEX 32 x 32 mm	4 kom
282000	STIMEX 50 mm okrugle	4 kom
283400	STIMEX 50 x 50 mm	4 kom
283600	STIMEX 50 x 90 mm	2 kom
283000	STIMEX 50 x 130 mm	2 kom
283100	STIMEX 80 x 130 mm	2 kom
281001	STIMEX 15 x 75 mm	6 kom



Silikonske elektrode

SILIKONSKE ELEKTRODE

107090	Silikonske elektrode 20 mm okrugle	2 kom
107010	Silikonske elektrode 48 x 48 mm	2 kom
107012	Silikonske elektrode 48 x 68 mm	2 kom
107050	Silikonske elektrode 70 x 65 mm	2 kom
107009	Silikonske elektrode 100 x 100 mm	2 kom



PETLJASTA ELEKTRODA

107004	Petljasta elektroda	1 kom
--------	---------------------	-------




Vaginalne i rektalne elektrode

Primjenjuje se s URO stim 2 i EMP 2 PRO za lije enje inkontinencije (tip 5 = kabelski priklju ak 5).


VAGINALNA ELEKTRODA VAT3

Za uporavu u slu ajevima vaginalnog skra ivanja
103041 (Tip 5) Dužina 100 mm, Promjer 20 mm



VAGINALNA ELEKTRODA V2B


103025 (Tip 5) Dužina 150 mm, Promjer 25 mm



REKTALNA ELEKTRODA TL1R

Sa zaustavljanjem na stražnjem kraju radi fiksacije. Zadebljanje sprijeda sprje ava izbacivanje elektrode.


103044 Dužina 65 mm, Promjer 12 - 16 mm



REKTALNA ELEKTRODA 12C

Elasti ni grani nik na stražnjem kraju s pozicioniraju om šipkom i konusni kraj sprijeda pružaju trajno prijanjanje tijekom tretmana.

103045 Dužina 108 mm, promjer 12 - 19 mm



Klip za stimulaciju uha OSK 1



NEINVAZIVNA STIMULACIJA UHA

OSK1 se može koristiti s bilo kojim schwa-medico stimulatorom za stimulaciju određenih područja ušiju.

INDIKACIJE

- Bolovi u mišićno-koštanom sustavu
- Postoperativna bol
- Visceralna bol

104727 Klip za stimulaciju uha OSK 1 1 kom


Točkasta elektroda



PRECIZNA STIMULACIJA

Za preciznu stimulaciju na malim površinama, za lokalizaciju mišića ili za stimulaciju akupunkturne točke.

104733 Točkasta elektroda 1 set



Odjevne elektrode

RUKAVICE I ARAPE

STIMEX elektrode rukavice i arape korištene u kombinaciji sa schwa-medico uređajem za elektroterapiju idealne su za kućno liječenje. Oni pružaju stimulaciju cijele šake i/ili stopala i gležnja i izbjegavaju ponekad zamorno pri vršenje i vanje samoljepljivih elektroda.

PODRUČJE PRIMJENE

- Bol u predjelu ruku ili stopala
- Smanjenje oteklina i edema (ne kod infekcije)
- Parestezija, npr. uzrokovana polineuropatijom
- Održavanje mišića

INDIKACIJE

- Artritis, zglobove tegobe, reumatski sindrom
- Artroza
- Polineuropatija
- Bol u panju
- Fantomska bol udova
- Bol ožiljaka
- Postoperativna bol
- Sportske ozljede
- Uganuće i druge bolesti
- Dupuytrenova kontraktura, škljocavi prst
- Sindrom karpalnog tunela

RUKAVICE

107014	Stimulacijske rukavice S	1 par
107021	Stimulacijske rukavice M	1 par
107022	Stimulacijske rukavice L	1 par

ARAPE

107023	Stimulacijske arape M (38 – 41)	1 par
107024	Stimulacijske arape L (42 – 45)	1 par
107067	Stimulacijske arape XL (45 <)	1 par



STIMEX[®]



Stimulacijski rukavi STIMEX-TEX

RUKAVI ZA STIMULACIJU RUKU, NOGU, KOLJENA I LAKTA

Podržati funkcionalnu i terapijsku elektrostimulaciju (FES i TES)
 Dizajniran i stvoren za stimulaciju mišića i vena u područjima (npr. zglobovi koljena i lakta) s schwa-medico TENS i EMS uređajima
 Izvedeno s "brzim zaključavanjem" za kabelsku vezu
 Može se prati (ponovno koristiti) i nježan prema koži
 Fleksibilno i uinkovito
 Dostupno u različitim veličinama



STIMULACIJSKI RUKAVI

107049	STIMEX-TEX 1-20, stimulacijski rukavi s jednim priključkom; za cca 23-30 cm
107051	STIMEX-TEX 1-30, stimulacijski rukavi s jednim priključkom; za cca 28-40 cm
107052	STIMEX-TEX 1-35, stimulacijski rukavi s jednim priključkom; za cca 32-55 cm
107053	STIMEX-TEX 2-20, stimulacijski rukavi, za laktove s dva priključka; za cca 23-30 cm

